

## Kit de 2 electrodos & 4 esponjas

Kit esencial para sesiones de tDCS con equipos MicroEstim NKL, diseñado para brindar estimulación eficaz y cómoda, compatible con todos sus modelos.

- **2 electrodos de silicona conductiva:** medidas 3,7 x 6,0 cm. Pueden ser recortados para ajustarse a diferentes tamaños de esponjas.
- **4 esponjas conductivas:** medidas 5 x 7 cm (35 cm<sup>2</sup>). Pueden ser recortadas para reducir su tamaño a 5 x 5 cm (25 cm<sup>2</sup>) o menor, según sea necesario.
- **Material de los electrodos:** silicona conductiva de alta calidad, asegurando durabilidad y eficacia.

