

# Prolásermed

Importación y distribución equipos médicos

## Photon Vet

Dispositivo portátil para tratamientos de laserterapia en animales, con ajuste manual o modo asistido con parámetros predefinidos. Indicado para diversas patologías veterinarias.



# Prolásermed

Importación y distribución equipos médicos

- **Aplicaciones comunes:**

- Efecto antiálgico
- Artritis y artrosis
- Biomodulación ósea
- Dermatitis
- Otitis fúngica
- Postoperatorio de fracturas
- Úlcera de córnea

- **Especificaciones técnicas:**

- Longitud de onda láser rojo: 660 nm  $\pm$  10 nm
- Potencia útil láser rojo: 100 mW  $\pm$  20%
- Longitud de onda láser infrarrojo: 808 nm  $\pm$  10 nm
- Potencia útil láser infrarrojo: 100 mW  $\pm$  20%
- Tensión de alimentación: 90 – 240 V~
- Peso: 1,350 kg
- Dimensiones: 19 cm (An) x 22 cm (Pr) x 13 cm (Al)

- **Contenido del producto:**

- 1 maleta para transporte
- 2 óculos de protección
- 1 cable A/C
- 1 medio electrónico con 23 patologías