

Prolásermed

Importación y distribución equipos médicos

Thera Lase Hof

El Thera Lase HOF es un dispositivo de láser quirúrgico que utiliza un láser de 1210 nm, específicamente dirigido a los adipocitos, permitiendo la reducción de grasa localizada sin afectar los tejidos circundantes.



Su tecnología avanzada ofrece resultados efectivos en procedimientos estéticos faciales y corporales.

Prolásermed

Importación y distribución equipos médicos

- **Características Principales:**

- Longitud de onda: 1210 nm, dirigida a los adipocitos.
- Modos de operación: Continuo y pulsado.
- Pantalla táctil: Interfaz intuitiva para configuración y control.
- Aplicaciones: Lifting facial, lipoláser, bioestimulación dérmica y reestructuración de la hipodermis.

- **Ventajas:**

- Alta precisión: Actúa selectivamente sobre las células grasas, minimizando riesgos.
- Seguridad mejorada: Evita la interacción con el agua en los tejidos, reduciendo posibles complicaciones.
- Resultados naturales: Mejora la elasticidad y firmeza de la piel.
- Versatilidad: Adaptable a las necesidades individuales de cada paciente.

- **Aplicaciones Clínicas:**

- Lifting facial: Elevación de tejidos faciales para rejuvenecimiento.
- Lipoláser: Reducción de grasa localizada.
- Bioestimulación: Estimulación de la producción de colágeno y elastina.
- Reestructuración dérmica: Mejora de la calidad y uniformidad de la piel