

# Prolásermed

Importación y distribución equipos médicos



## TheraVet

El TheraVet es un dispositivo inalámbrico de laserterapia desarrollado para la bioestimulación en áreas veterinarias. Su principal función es emitir luz láser con longitudes de onda de 660 nm (rojo) y 808 nm (infrarrojo).



# Prolásermed

Importación y distribución equipos médicos

## • TheraVet – Láser terapéutico veterinario

- Dispositivo portátil, inalámbrico y ergonómico para fotobiomodulación.
- Usa dos longitudes de onda: rojo (660 nm) e infrarrojo (808 nm), aplicables juntos o por separado.
- Potencia: 100 mW cada emisor.
- Dosimetría ajustable: 1 a 9 Joules.
- Batería recargable y base bivolt (100-240 v).
- Seguridad: bloqueo, fibras ópticas blindadas, espaciadores y óculos protectores.
- Accesorios incluidos: estuche, lentes de seguridad, protectores oculares, kits ILIB y espaciadores.

## **Beneficios clínicos**

- Analgesia y antiinflamatorio.
- Acelera cicatrización y regeneración tisular.
- No invasivo, sin efectos secundarios conocidos.

## **Indicaciones**

Artritis, artrosis, fracturas, heridas, mastitis, dermatitis, hernias, neuropatías, tendinopatías, úlceras de córnea, entre otras.