

Clip Ear Electrodo cilíndrico

El **Clip Ear** con Electrodo Cilíndrico es un accesorio diseñado para la electroestimulación auricular, utilizado en puntos específicos de la oreja. Cuenta con contactos de silicona conductiva en la punta del clip, asegurando una correcta transmisión de la corriente. Este accesorio se utiliza en pares, asignando un polo positivo y otro negativo cuando se emplea en estimulación polarizada.

- **Conexión:**
2 mm (para cable pino 2 mm)
Modelo: Clip Ear Par

