

Kit de 2 eletrodos & 4 esponjas

- **2 Eletrodos redondos de silicona conductiva:** cada uno con un diámetro de 42 mm, diseñados para insertarse en las esponjas de 30 cm².
- **4 Esponjas redondas conductoras de 30 cm²:** ideales para garantizar una distribución uniforme de la corriente eléctrica, aumentando la eficacia de la estimulación.
- **Material de los electrodos:** silicona conductiva de alta calidad, asegurando durabilidad y eficacia.
- **Conector:** pino en la parte superior del electrodo, compatible con la touca NKL.

